

Ohrentropfen sind immer ein Thema,

Hier unsere Empfehlung:

vor dem Tauchgang kann man folgende Ohrentropfen verwenden:

2,0 Eisessig

5,0 Glycerin

50,0 Isopropanol 70%

Ehmsche Ohrentropfen:

Acid Acet. Glac. 5,0

Aqua dest. 10,0

Isopropylalkohol 95% 85,0

sind **nach** dem Tauchgang zu benutzen, 20-30 Sekunden im Gehörgang belassen, anschließend die Ohren ausspülen und jeweils einen Tropfen Olivenöl in den Gehörgang tropfen. Die Ehmschen Tropfen trocknen nämlich die Gehörgänge aus.